



Das Hämostyptikum

Einfach. Wirksam.

mediCipio⁺A

mediCipio^A

Der patentierte, zweischichtige Aufbau von mediCipio A verbindet die exzellente hämostyptische Wirkung, Saugfähigkeit und Klebkraft von oxidierter, regenerierter Zellulose (ORC) mit der Stabilität und Verträglichkeit von porcinem Kollagen, ohne Verwendung von humanem Fibrinogen und Thrombin.

Einfach.

In der Handhabung.

Wirksam.

In der Hämostase.



Einfache Handhabung durch bestes Material

- Sofort nach Entnahme weich und flexibel, an die Wundfläche anmodellierbar (Abb. 1)
- Keine zusätzliche Befeuchtung erforderlich
- Haftet auf der Wunde, nicht am Handschuh oder den Instrumenten
- Mit mediCipio A werden alle mit der Verwendung menschlicher Blutbestandteile verbundenen Risiken a priori beseitigt



Im trockenen Zustand frei formbar



Exzellente Sichtbarkeit im Operationsfeld


- Bei Kontakt mit Gewebeflüssigkeit verfärbt sich das Vlies nicht, sondern stellt sich halbtransparent dar und erlaubt die Beurteilung der Hämostase (Abb. 2)
- In verschiedenen Größen erhältlich und bei Bedarf einfach steril zuschneidbar
- Für den Einsatz im Trokar geeignet



Den medizinischen Erfolg wirksam absichern

- Sichere und zuverlässige Hämostase
- Förderung der Wundheilung und beste Verträglichkeit durch porcines Kollagen
- Keine Volumenzunahme – daher auch in der Nähe von Nerven anwendbar
- Keine Ablösung von Fragmenten des Vlieses
- Keine allergenen Zusatzstoffe, keine Risiken durch humanes Thrombin oder Fibrinogen
- mediCipio A wird innerhalb von wenigen Wochen vollständig resorbiert

*Ärzte und Ärztinnen vollbringen
Höchstleistungen – da sollte auch das
Hämostyptikum nicht nachstehen.*



Primärer Endpunkt: Gesamtflüssigkeitsmenge zum Zeitpunkt der Entfernung des Redon-Drainage-systems nach Thyreoidektomie

Evident wirksam: Beste hämostyptische Qualität

In einer prospektiven und randomisierten klinischen Vergleichsstudie mit 150 Patienten wurde bestätigt, dass mediCipio A genauso wirksam eine Hämostase herbeiführt wie ein Produkt auf Basis von humanem Thrombin und Fibrinogen. Auch bei Verwendung von Thrombozyten-Aggregationshemmern wurde die sichere Hämostase bestätigt.

Als Medizinprodukt einfach vorteilhaft

- Vom Rohstoff zum Endprodukt – Made in Germany
- In Verschiedenen Größen erhältlich
- Bei Raumtemperatur lagerbar
- Kostenersparnis durch Prozessoptimierung
- Keine Dokumentationspflicht nach dem Transfusionsgesetz
- Attraktive Preisgestaltung

Größe	Inhalt	Pharmazentralnummer
1 x 5 cm	5 Stk.	1417 4850
2,5 x 3 cm	5 Stk.	1417 4867
5 x 5 cm	2 Stk.	1417 4873
5 x 10 cm	2 Stk.	1417 4904

Jeweils einzeln steril verpackt.
Bei Bedarf steril zuschneidbar.

Weitere Informationen und Bestellungen:
Tel.: +49(0) 371 90 96 83 8



medichema

mediCipio

ist eine Marke von

medichema GmbH

Weststraße 57

09112 Chemnitz

Tel.: +49(0) 371 90 96 83 8

Fax: +49(0) 371 90 96 83 9

info@medichema.com

www.medichema.com

2021 | 02 Rev 02